

#### L'AVERTISSEUR DE POULINAGE FIABLE

### Toujours à temps lorsque votre jument pouline

# Qu'est ce que le Birth Alarm SMART?

Le système Birth Alarm SMART se compose d'un SMART (émetteur) et un GSM (récepteur). Le système SMART peut être positionné soit au dos de la jument (sur la sangle anti-roulant), ou bien au-dessous du licol. Au moment du poulinage, le changement de position de la jument sera enregistré par le SMART. Puis, un signal sera émis vers le GSM afin d'avertir le propriétaire.

# Pourquoi le Birth Alarm SMART?

- Il peut être installé complètement via SMS.
- via SMS.

   Il peut être positionné
  tant au dos de la jument dans

sa sangle

anti-roulant, que sous son menton dans un licol.

- sera livré dans un étui plastique résistant.
- Il possède un système de mesure de l'angle au lieu d'un interrupteur ballon.
- il est équipé d'un convertisseur de puissance intelligent, utilisant 100% de l'énergie de la pile, donc une plus longue durée de vie des piles.
- Il est 100% résistant à l'eau, vous pouvez le mettre dans l'eau.
- Le Birth Alarm Smart peut être étendu (optionnel) vers des Birth Alarm complémentaires (seulement la mesure, pas le module GSM, qui est beaucoup moins cher).
- Il renvoie les messages SMS d'un fournisseur d'accès à votre propre téléphone portable. Une fois le poulinage commencé, la jument présentera une nervosité générale laquelle sera reconnue et une fois étendue, avertira l'éleveur.
  - Pour arrêter l'avertisseur, il suffit d'appeler votre Birth Alarm et alors le signal disparait progressivement.

• Quand vous appelez le Birth Alarm SMART, vous allez bénéficier de la nouvelle technologie ACA (Advanced Contraction Analyzer). Ce concept mesure l'activité de la jument dans sa position étendue. Quand la jument dort, elle reste tranquille, mais une fois que le poulinage commence, elle devient agitée et commence à bouger. Elle fera alors des mouvements qui seront reconnus par le birth Alarm et l'éleveur sera immédiatement averti.

#### Types d'informations données par SMS :

- o Niveau de la pile
- o Force du signal GSM
- o Mesures de l'angle de la jument
- o Nombre de contractions
- o Nombre de SMS émis
- o Numéros de téléphone installés
- LED 3 couleurs permettant de voir le statut du Birth Alarm.





## L'AVERTISSEUR DE POULINAGE FIABLE

## Birth Alarm procure du calme avant l'arrivé du poulain

Etant amateur de chevaux, vous savez qu'une jument gravide veut avoir du calme juste avant la naissance de son poulain. Ses instincts lui disent que le poulinage la rend extrêmement vulnérable, ce qu'elle veut éviter. Ainsi, elle peut retarder le poulinage jusqu'à un moment de tranquillité dans les étables ou en pâturage. Mais comment savoir quand la jument poulinera ? Bien sûr, vous voulez arriver à temps! Alors, vous utiliserez le Birth Alarm, l'avertisseur de poulinage fiable.

Lorsqu'une jument sentira les premières, elle s'étendra sur ses flancs durant un période plus ou moins longue. ou bien plus longue. Le Birth Alarm détectera ce changement de position et vous donnera un signal au moment précis. Donc, en utilisant le Birth Alarm vous serez toujours présent pour le poulinage.

